



Orthomed Medizinprodukte GmbH, Kunigundenstr. 14, D-91207 Lauf

Produktdatenblatt:

EcoCare® Visier Spuckschutz Gesichtsmaske Gesichtsvisier Schutzbrille
Face Shield

EcoCare® Visier – Made in Germany – Eigene Herstellung

Orthomed Medizinprodukte GmbH
Kunigundenstr. 14
D-91207 Lauf bei Nürnberg
Telefon: 09123 / 99 08 36
Telefax: 09123 / 98 75 85

Ansprechpartner: Thomas Blösel
E-Mail: info@orthomed.gmbh
SteuerNr: 221/197/51326

Lauf, 12.05.2020



- Ideal für Kassierer(-innen) und Angestellte mit direktem Kundenkontakt. Handgemacht in Deutschland!
- 0,4 mm dicke PET-Folie
 - Softschaum Med
 - Maße: ca. 25,0 x 25,0 cm
 - Kein Kontakt mit Viren oder Bakterien
 - Kompletter Schutz des Gesichtes
 - Größenverstellbares Gummiband mit Stirnpolster
 - Desinfizier- und mehrfach verwendbar
 - Unten abgerundet für möglichst viel Bewegungsfreiheit

Einzelabnahme 9,90 €

Staffelpreise wie folgt: Ab 96 Stück 8,45 €, Ab 36 Stück 8,75 €, Ab 12 Stück 8,90 €

Orthomed Medizinprodukte GmbH
Kunigundenstr. 14
D-91207 Lauf bei Nürnberg

Geschäftsführer: Thomas Blösel
Tel.: 09123 / 99 08 36
Fax: 09123 / 98 75 85

HRB36182, Amtsgericht Nürnberg
Email: info@orthomed.gmbh
www.orthomed.gmbh